



## NL Wondverband op basis van Antioxidante Technologie

### Productomschrijving

Reoxcare® is een niet-verklevend, steriel, primair wondverband, bestaande uit een absorberende matrix en een hydraterende oplossing van antioxidantanten. Reoxcare® creëert een vochtig wondmilieu, stimuleert het autolytisch debridement en bevordert het natuurlijke genezingsproces.

### Werkingsmechanisme

De gehydrateerde matrix absorbeert het wondexsudaat, neutraliseert de verhoogde productie van Reactive Oxygen Species (ROS). Deze verhoogde productie van reactieve zuurstofradicalen veroorzaken een oxidatieve stress, waardoor ook gezonde cellen worden beschadigd. Tegelijkertijd reinigt Reoxcare® het wondbed, zonder maceratie van de omliggende huid en wondranden.

### Indicaties

Reoxcare® kan ingezet worden bij de behandeling van zowel acute als chronische (traag of niet-genezend) complexe wonden, tijdens de inflammatoire fase van de wondgenezing. Reoxcare® kan tevens gecombineerd worden met ambulante compressie therapie bij veneuze ulcera.

### Gebruiksaanwijzing

Beide zijden van het wondverband kunnen op het wondbed worden geplaatst.

1. Hydrateer de matrix door de gehele inhoud van de oplossing met antioxidantanten over de matrix te schenken. De matrix heeft 1-2 minuten nodig om de oplossing volledig te absorberen, waarna de absorptie eigenschap gewaarborgd blijft.
2. Reinig de wond volgens voorschrift.
3. Knip de Reoxcare® op maat, zodanig dat het gehele wondbed is bedekt en plaats de Reoxcare® in direct contact met het wondbed.
4. Dek de Reoxcare® af met een secundair verband.
5. Overgebleven resten van Reoxcare® dienen te worden weggegooid.

Reoxcare® is niet verklevend en eenvoudig te verwijderen uit het wondbed.

Reoxcare® dient iedere 3-4 dagen te worden vervangen. Indien nodig, kan het secundaire verband naar behoefte frequenter worden vervangen.

### Voorzorgsmaatregelen en aandachtspunten

Door de samenstelling dienen beide componenten van de Reoxcare® te allen tijde in combinatie gebruikt te worden. Reoxcare is een wondverband voor éénmalig gebruik en kan niet hergebruikt worden. Hergebruik kan leiden tot het ontstaan van een infectie. Dit product bevat n-acetylcysteïne, kurkuma-afgeleiden en galactomannaan. Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor één van deze componenten. Bij tekenen van infectie dient de behandeling volgens voorschrift en protocol van de desbetreffende instelling te worden gevolgd. Steriliteit van het product wordt alleen gegarandeerd bij een gesloten en onbeschadigde verpakking. Niet te gebruiken bij een beschadigde of geopende verpakking.

### Inhoud verpakking

- 1 Gevriesdroogde matrix 9x4 cm, 100% plantaardig (galactomannaan).
- 1 Flacon hydraterende antioxidante oplossing 10 ml (n-acetylcysteïne, kurkuma).

**Bestelcode:** SF003

**Droog te bewaren in een ruimte beneden de 30 °C**

### Histocell, S.L.

Parque Tecnológico de Bizkaia 801, 2  
48160 Derio - Bizkaia - Spanje  
[www.histocell.com](http://www.histocell.com)

REF

Artikelnummer



Grenstemperatuur



Uitsluitend voor  
eenmalig gebruik



Gebruiksaanwijzing raadplegen

STERILE R

Gamma gesteriliseerd

STERILE

Met stoom of droge warmte gesteriliseerd.

LOT

Chargennummer



Uiterste gebruiksdatum



Productiedatum



Fabrikant